

LIFEPAK[®] 1000 DEFIBRILLATOR mit cprMAX[™] Technologie

Works like you work.™



Modernste Batterie-
technologie.



Große Anzeige
mit gut
sichtbaren
Grafiken und
Text.

cprMAX ermöglicht
maximale
Versorgungsaktivität.

IP55-konform – Unser bisher
robustester Defibrillator.



Der LIFEPAK 1000 mit cprMAX Technologie, wenn höchste Leistung und Flexibilität für eine optimale Patientenversorgung gefordert sind.



Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand benötigen eine sofortige Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW). Besteht der Herz-Kreislauf-Stillstand bereits 4 bis 5 Minuten, ist vor der Defibrillation die HLW durchzuführen. Selbst nach erfolgreich Defibrillation kann der Herzrhythmus noch langsam und ineffektiv sein; u.U. muss die HLW fortgesetzt werden, bis eine ausreichende Herzfähigkeit zurückkehrt.

cprMAX erfüllt nicht nur die neuesten Guidelines, es eröffnet zudem das größtmögliche Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Durch die "Background Charging" Funktion während des Aufladens in der AED-Betriebsart entfällt bei cprMAX die therapiefreie Zeit - der Helfer kann nahezu unterbrechungsfrei weiterarbeiten. Mit diesen flexiblen cprMAX-Funktionen erhalten Sie den professionellsten AED, den es derzeit gibt.

ADAPTIV BIPHASIC - unsere Adaptive Biphasic Technologie misst den Körperwiderstand und bestimmt danach den optimalen Strom und Dauer des Defibrillationsimpulses. Höhere Erfolgsquoten im Rettungseinsatz durch eine sichere, effiziente Dosierung der Defibrillationsschocks: LIFEPAK Defibrillatoren mit biphasischer ADAPTIV Biphasic Technologie stellen sich auf jeden Patienten neu ein, so, wie es in im realen klinischen Umfeld sein sollte - die richtige Lösung für unterschiedlichste Patientenbedürfnisse.

FLEXIBILITÄT JETZT UND IN DER ZUKUNFT

AED-Betriebsart mit optionalem manuellen Defibrillationsmodus auf Knopfdruck. Erfüllt die heutigen Guidelines und passt sich flexibel an zukünftige Guidelines an, so dass jetzt und in der Zukunft stets die optimalen Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden können. Das Gerät lässt sich problemlos direkt vor Ort auf neueste Therapiemöglichkeiten und geänderte Guidelines aktualisieren.

ENTWICKELT UM LEBEN ZU RETTEN!

Gegenwärtig werden weltweit 650.000 Physio-Control LIFEPAK Defibrillatoren lebensrettend eingesetzt. Wir wissen, worauf es in der harten Realität eines Notfalleinsatzes ankommt. Deswegen haben wir unseren Defibrillator so robust gebaut wie nie zuvor. Seine IP55-Zertifizierung bedeutet besten Schutz vor Staub- und Wassereintritt, und seine neuartige Lithium-Mangandioxid-Batterie reicht für 400 Schocks (mit 200 J) oder mehr als 17 Stunden Überwachungsdauer. Sie können also sicher sein, dass Ihnen der zur Zeit professionellste und leistungsfähigste AED der Welt zur Verfügung steht.

Physio-Control, Hersteller der berühmten LIFEPAK-Defibrillatoren, steht seit mehr als 50 Jahren für Spitzentechnologien. Wir entwickeln Geräte, die bei Rettungsdiensten, beim Krankenhauspersonal und in der Öffentlichkeit legendär sind.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit Ihrem lokalen Physio-Control Gebietsleiter Kontakt auf oder besuchen unsere Webseite www.physio-control.com



ZENTRALE / PRODUKTION

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel +1 425 867 4000
Fax +1 425 867 4121
www.physio-control.com

REGIONALE VERTRIEBSBÜROS

Europe
Medtronic International
Trading Sàrl
Case postale 84
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
www.physio-control.com
Tel +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

Medtronic GmbH
Physio-Control
Earl-Bakken-Platz 1
40670 Meerbusch
Tel +49 (0)2159 8149 0
Fax +49 (0)2159 8149 251

Medtronic Österreich GmbH
Physio-Control
Handelskai 94-96
1200 Wien
Tel +43 (0)1 240 44 0
Fax +43 (0)1 240 44 100

Medtronic Schweiz AG
Physio-Control
Talstrasse 9
3053 Münchenbuchsee
Tel +41 (0)31 868 01 00
Fax +41 (0)31 868 01 99